



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие корригирующие длительного ношения

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед", Соединенное Королевство,
CooperVision Manufacturing Limited, South Point, Hamble, Southampton, SO31
4RF, United Kingdom**

Производитель

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед", Соединенное Королевство,
CooperVision Manufacturing Limited, South Point, Hamble, Southampton, SO31
4RF, United Kingdom**

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-34572/40806 от 14.07.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.41.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 13 листах

приказом Росздравнадзора от 04 августа 2020 года № 7035
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0051005

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 1

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие корригирующие длительного ношения:

1. 100Z ONE MONTH VIEW PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
2. 3Zlens, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
3. AirLens, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
4. AirOmoist BIO-COMFORT, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
5. AirVIEW, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
6. Airway PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
7. AqVision, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
8. Biolens Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
9. Biosoft PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
10. cadence® premier, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
11. comfilcon A, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0075528

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 2

12. comfilcon A XR, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
13. cooperflex® PREMIER, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
14. CRYSTAL LAKES, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
15. CrystalView elite, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
16. DINAVUE BIO, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
17. DL Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
18. ExeLens Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
19. EYEjoy, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
20. free eyes monthly, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
21. HIGH TIME Elite, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
22. Iris Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
23. Just to See, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0075529

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 3

24. Likont Premium 30 Days Active, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
25. Lunelle premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
26. medivue® premier, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
27. moragaу, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
28. MyLens, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
29. newera, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
30. NicEye, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
31. NNC Premium, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
32. Novalens, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
33. OCHKOV.NET Monthly, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
34. ONEview, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
35. OptiLook, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0075530

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 4

оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

36. OptiWay, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

37. OXY PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

38. perfect monthly, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

39. ProAir Monthly, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

40. PROaqua LUX 1-month, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

41. Rythmic® premier, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

42. Sancylook, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

43. SEEWAY, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

44. SILVER® PREMIER, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

45. Spectrus PREMIUM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

46. ultraflex® premier, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0073383

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 5

47. Vetta Comfort, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
48. VISIBLE ENJOY, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
49. YASNO, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
50. ОКТОПУС, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
51. Линз-Очки На месяц, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
52. Точная оптика Elite, варианты исполнения: базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,0 мм; оптическая сила -20,00 D - +15,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -20,00 D и от +6,00 D до +15,00 D.
53. 100Z ONE MONTH VIEW PREMIUM toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.
54. 3Zlens toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.
55. AirOmoist TORIC, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0075527

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 6

56. AirVIEW Toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

57. Airway PREMIUM for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.


58. Biolens Premium Toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

59. Biosoft | PREMIUM toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

60. cadence® premier toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

61. comfilcon A toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова
0075532

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 7

D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

62. comfilcon A XR toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

63. cooperflex® PREMIER TORIC, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.


64. CRYSTAL LAKES FOR ASTIGMATISM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

65. CrystalView elite toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

66. DINAVUE BIO TORIC, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

67. DL Premium for ASTIGMATISM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0075533

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 8

0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

68. ExeLens Premium toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

69. free eyes monthly for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.


70. HIGH TIME Elite Toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

71. Iris Premium Toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

72. iWear oxygen astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

73. Just to See for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0075534

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 9

хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

74. Likont Premium 30 Days Toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

75. Lunelle premium for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

76. medivue® premier TORIC, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

77. moraray toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

78. MyLens for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0075535

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 10

- +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.
79. newera for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.
80. NicEye toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.
81. NNC Premium Toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.
82. Novalens toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.
83. OCHKOV.NET For Astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.
84. ONEview for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0075536

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 11

5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.
85. OptiLook Toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

86. OptiWay for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

87. OXY PREMIUM FOR ASTIGMATISM, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

88. Rythmic® premier for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

89. Sancylook toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

90. SEEWAY for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0073198

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 12

оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

91. SILVER® PREMIER TORIC, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

92. Spectrus TORIC, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

93. ultraflex® premier TORIC, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

94. VettaComfort toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

95. VISIBLE ENJOY TORIC, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

96. YASNO for astigmatism, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0073199

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 августа 2020 года № ФСЗ 2012/11764

Лист 13

оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

97. Линз-Очки На месяц toric, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.


98. ОКТОПУС ТОРИК, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

99. Точная оптика Elite для астигматизма, варианты исполнения: базовая кривизна 8,7 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значения цилиндра -2,75 D или -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +8,00 D или от -0,75 D до -5,75 D с шагом 0,50 D в диапазоне оптической силы от +8,50 D до +10,00 D; геометрическая ось 5°-180° с шагом 5°; оптическая сила от -10,00 D до +10,00 D с шагом 0,25 D в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D и с шагом 0,50 D в диапазонах от -6,00 D до -10,00 D и от +6,00 D до +10,00 D.

Место производства:

1. CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom.
2. CooperVision Inc., 711 North Road, Scottsville, New York, 14546, USA.
3. CooperVision Manufacturing Puerto Rico LLC, 500 Road 584, Lot 7, Amuelas Industrial Park, Juana Diaz, 00795, Puerto Rico, USA.
4. CooperVision Costa Rica, SRL, Zonal Franca El Coyol, Building 53, Alajuela, 20101, Costa Rica.
5. CooperVision CL KFT, Gorcev Iván Street 7, Building C, 2360 Gyál, Hungary.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0073200